



XYLOQUAT DEZENFAKTAN ÜRÜNLERİ

XYLOQUAT® Temizleme sistemi özel olarak, iyi çevre uyumluluğu dikkate alınarak geliştirilmiştir. Geleneksel dezenfektan ve temizlik maddelerinin kullanımında genellikle ürünlerin birbirlerinin etkilerine engel olup olmadığı belirlenemez.

Etki kaybını önlemek için, normal temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar arka arkaya kullanılır, ancak bu her zaman iki işlem gerektirir. Fakat XYLOQUAT® Temizlik sistemindeki ürünler etkinlerini tam olarak sağlar. Ürünlerimiz hem ayrı ayrı normal temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için hemde birlikte kombinasyon olarak da etkin ve zaman tasarrufulu kullanılabilir. XYLOQUAT® Temizleme sistemi başarıyla ve ayırt edilebilir şekilde kullanılabilir ve farklı görevlere en iyi

XYLOQUAT Dezenfektan

Temizleme gerektirmeyip sadece dezenfekte gereken yerlerde (yüzeyler) kullanılır.

- Özellikle gram-positif ve gram-negatif Bakteriler, virüsler, mayalar, mantarlar ve sporlara karşı etkili temizlik, bakım ve dezenfekte etmek için yüksek karışimli dezenfektan maddesi
- Yüksek miktarda inceltilir, bu yüzden çok ekonomiktir
- Yüksek kir taşıma kapasitesine sahiptir ve kısa sürede etki gösterir
- Desenfeksiyon uzun süreli etkiye sahiptir.
- Anti-korozif etkilidir, hemen hemen pH-nötr olduğundan cilde ve malzemeye zarar vermez



Kullanım alanları:

Hastaneler, okullar, spor salonları, spa tesisleri, gıda işletmeleri, hayvan yetiştirme ve besleme yerleri

Stok Kodu	Ölçü ve Ambalaj	Fiyatı
901 220	10 lt. bidon	

pH-Değeri	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14

Hastane ve muayenehanelerde yüzey desenfeksiyonu		DGHM ye göre ham ahşap üzerinde mantara karşı test edilmiştir		Akrilik cam veya benzer yüzeylerin desenfeksiyonu	
Tesir süresi	Karışım	Tesir süresi	Karışım	Tesir süresi	Karışım
15 dakika	% 2,0	1 saat	% 2,0	1 dakika	% 7,5
1 saat	% 1,0	4 saat	% 1,5	5 dakika	% 5,0
4 saat	% 0,75				